

Anticorps Monoclonal Pe Lapin Anti-Souris Il-13 Pour Cytométrie En Flux (Intracellulaire) - P20109

Numéro d'article: CM0011563

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué au PE ciblant l'IL-13 de souris, adapté à la cytométrie en flux intracellulaire. Idéal pour les études sur l'inflammation allergique, la régulation immunitaire et les voies de signalisation des cytokines. - P20109

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PE Rabbit anti-Mouse IL-13 mAb
Remarques / Alias	Il-13
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	3596
GeneID	16163
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-131 de l'IL-13 de souris (NP_032381.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P20109
Poids de la protéine	14kDa
Expédition	Sac de glace