

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-IL-17F De Souris Conjugué À La Pe - Q7Tni7

Numéro d'article: CM0006073

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE dirigé contre l'IL-17F de souris, conçu pour la cytométrie en flux intracellulaire. Explorez la biologie des cellules Th17, l'immunité antimicrobienne et les réponses inflammatoires avec ce réactif validé.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PE Lapin anti-IL-17F de souris mAb
Remarques/Alias	IL-17F
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	112744
GeneID	257630
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-161 de l'IL-17F de souris (NP_665855.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q7TNI7
Poids de la protéine	18 kDa
Expédition	Sac de glace