


Anticorps Monoclonal Pe Lapin Anti-Souris IL-1B Pour Cytométrie En Flux (Intracellulaire) - P10749

Numéro d'article: CM0005190



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant l'IL-1 β de souris (P10749) pour la cytométrie en flux intracellulaire. Validé pour des échantillons de souris. Idéal pour la recherche sur l'activation des cellules immunitaires, l'inflammation et la pyroptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PE Lapin anti-souris IL-1 β mAb
Remarques / Alias	IL-1b; IL-1beta
Espèce	Souris
GeneID (humain)	3553
GeneID	16176
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 118-269 de l'IL1 β de souris (NP_032387.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF (intra)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P10749
Poids de la protéine	31 kDa
Expédition	Sac de glace