

Anticorps Monoclonal Pe Lapin Anti-Souris IL-22 Pour Cytométrie En Flux Intracellulaire - Q9Jjy9

Numéro d'article: CM0010723



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE dirigé contre l'IL-22 de souris pour la cytométrie en flux intracellulaire. Réagit spécifiquement avec l'IL-22 de souris. Idéal pour l'étude de la régénération tissulaire médiée par l'IL-22, de la fonction barrière et des réponses inflammatoires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PE Rabbit anti-Mouse IL22 mAb
Remarques / Alias	IL-22; If2b1; Itif; IL-22a; ILTIFa
Espèce	Souris
GeneID (humain)	50616
GeneID	50929
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9JJY9
Poids de la protéine	20kDa
Expédition	Sac isotherme