


Mab Pe De Lapin Anti-IL-33R/St2 De Souris - P14719

Numéro d'article: CM0005883



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE dirigé contre l'IL-33R/ST2 (ST2) de souris. Adapté à la cytométrie en flux (CF) pour les études immunologiques de la signalisation IL-33 et de la polarisation macrophagique. Réagit de manière croisée avec la souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb PE de lapin anti-IL-33R/ST2 de souris
Remarques / Alias	T1; St2; DER4; Ly84; ST2L; Fit-1; T1/ST2; St2-rs1
Espèce	Souris
ID gène (Humain)	9173
ID gène	17082
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-332 de l'IL-33R/ST2 de souris (NP_001020773.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P14719
Poids de la protéine	38kDa/65kDa
Expédition	Sac de glace