

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Il-9 Conjugué À La Pe Pour Cytométrie En Flux (Intracellulaire) - P15247

Numéro d'article: CM0005775



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant l'IL-9 de souris (P40). Convient pour la cytométrie en flux intracellulaire. Réagit spécifiquement avec l'IL-9 de souris, une cytokine clé dans les réponses Th2 et la biologie des mastocytes. Idéal pour les études sur la fonction immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PE Lapin anti-Souris IL-9 mAb
Remarques/Alias	P40; IL-9
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	3578
GeneID	16198
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 19-114 de l'IL-9 de souris (NP_032399.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P15247
Poids moléculaire	16kDa
Expédition	Sac de glace