

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris IL1R1/Cd121A Conjugué À La Pe Pour Cytométrie En Flux - P13504

Numéro d'article: CM0012701



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant la IL1R1/CD121a de souris (P13504), validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour l'étude du récepteur de l'interleukine-1 de type 1 dans les voies de la réponse inflammatoire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PE conjugué Lapin anti-Souris IL1R1/CD121a mAb
Remarques/Alias	IL-iR; CD121a; CD121b; IL-1R1; IL1r-1; IL-1R-1; IL-1RT1; IL-1RT-1; IL-1R-alpha
Espèce	Souris
GenelD (Humain)	3554
GenelD	16177
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-338 de la IL1R1/CD121a de souris (NP_032388.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P13504
Poids de la protéine	67kDa
Expédition	Sac de glace