

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Il4 De Souris Conjugué Au Pe Pour Fc Intracellulaire - P07750

Numéro d'article: CM0011876

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-IL4 de souris (BSF-1) marqué au PE, validé pour la cytométrie en flux intracellulaire. Adapté à l'étude des réponses des lymphocytes T, de l'inflammation et de la neuro-immunologie dans les modèles murins.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-IL4 de souris PE
Remarques/Alias	Il-4 ; BSF-1
Espèce	Souris
GeneID (humain)	3565
GeneID (souris)	16189
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-140 de l'IL4 de souris (NP_067258.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P07750
Poids de la protéine	16 kDa
Expédition	Sac de glace