

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Intégrine Alpha 1/Cd49A De Souris Conjugué À La Pe Pour Cytométrie En Flux - Q3V3R4

Numéro d'article: CM0008398

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant l'Intégrine alpha 1/CD49a (VLA-1) de souris pour la cytométrie en flux. Détecte le récepteur de surface cellulaire impliqué dans les signaux d'adhésion à la laminine et au collagène.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-Intégrine alpha 1/CD49a de souris conjugué à la PE
Remarques/alias	Vla1, CD49A, E130012M19Rik
Espèce	Souris
GeneID (humain)	3672
GeneID	109700
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-1141 de l'Intégrine alpha 1/CD49a de souris (NP_001028400.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q3V3R4
Poids de la protéine	130 kDa
Expédition	Sac réfrigérant