

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Intégrine Alpha 2/Cd49B Conjugué À Pe Pour Fc - Q62469

Numéro d'article: CM0005529

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à PE ciblant l'intégrine alpha 2/CD49b de souris (DX5, GPIa). Validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour les études sur les récepteurs du collagène et la recherche sur l'adhésion plaquettaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PE Lapin anti-Souris Intégrine alpha 2/CD49b mAb
Remarques/Alias	DX5 ; GPIa ; CD49B
Espèce	Sour
GeneID (humain)	3673
GeneID (souris)	16398
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 168-366 de l'intégrine alpha 2/CD49b de souris (NP_032422.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q62469
Poids moléculaire	129kDa
Expédition	Sac de glace