


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Lamp1/Cd107A Conjugué À La Pe Pour La Cytométrie En Flux - P11438

Numéro d'article: CM0012103



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant la LAMP1/CD107a de souris pour la cytométrie en flux. Validé pour les échantillons de souris. La LAMP1 est une glycoprotéine membranaire lysosomale impliquée dans la biogenèse des lysosomes, l'autophagie et la cytotoxicité des cellules NK.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-souris LAMP1/CD107a conjugué à la PE
Remarques/Alias	P2B ; Perk ; LGP-A ; CD107a ; Lamp-1 ; LGP-120
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Humain)	3916
Identifiant du gène	16783
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P11438
Poids moléculaire de la protéine	43 kDa
Expédition	Sac de glace