

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Ly-49D Conjugué À La Pe Pour La Cytométrie En Flux - Q60651

Numéro d'article: CM0008752

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant la Ly-49D (Klra4) de souris, validé pour la cytométrie en flux. Détecte le récepteur activateur des cellules NK pour les molécules du CMH de classe I, avec une réactivité croisée pour la souris. Soutient la recherche sur la fonction immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-souris Ly-49D conjugué à la PE
Remarques/Alias	Chok ; Ly49d ; Klra32 ; Klra33 ; Ly-49d ; ly49r<129>
Espèce	Souris
GeneID	16635
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 66-263 de la Ly-49D de souris (NP_001239506.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q60651
Poids protéique	31 kDa
Expédition	Sac de glace