

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Ly-6A/E (Sca-1) Conjugué À La Pe Pour Fc - P05533

Numéro d'article: CM0008951

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant le Ly-6A/E (Sca-1) de souris, une protéine d'activation des cellules T ancrée par un GPI. Convient pour les applications de cytométrie en flux. Soutient la recherche sur les cellules souches et l'immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PE Lapin anti-Souris Ly-6A/E (Sca-1) mAb
Remarques/Alias	TAP; Sca1; Sca-1; Ly-6A.2; Ly-6A/E; Ly-6E.1
Espèce	Souris
GeneID	110454
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-111 de la souris Ly-6A/E (Sca-1) (NP_034868.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P05533
Poids moléculaire	114kDa
Expédition	Sac de glace