

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Ly-6G Conjugué Pe Pour Fc - P35461

Numéro d'article: CM0008787

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué au PE ciblant la Ly-6G (Gr-1) de souris, adapté à la détection par cytométrie en flux des granulocytes de souris. Antigène de moelle osseuse ancré par GPI, idéal pour l'immunophénotypage et la recherche diagnostique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-souris Ly-6G conjugué PE
Remarques/Alias	Gr1 ; Gr-1 ; Ly-6G
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	80740
GeneID	546644
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-134 de la Ly-6G de souris (NP_001297367.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P35461
Poids protéique	28 kDa
Expédition	Sac de glace