

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Pd-L2/Cd273/B7-Dc Conjugué Au Pe Pour La Cytométrie En Flux - Q9Wul5

Numéro d'article: CM0009764



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué au PE ciblant la souris PD-L2/CD273/B7-DC, validé pour la cytométrie en flux. Fonctionne comme un ligand PD-1 régulant la tolérance des cellules T. Convient pour la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	AcM de lapin PE anti-souris PD-L2/CD273/B7-DC
Remarques/Alias	Btdc; B7-DC; PD-L2; F730015O22Rik
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Humain)	80380
Identifiant du gène	58205
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-123 de la souris PD-L2/CD273/B7-DC (NP_067371.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9WUL5
Poids moléculaire de la protéine	28kDa
Expédition	Sac de glace