

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Rank/Cd265 Conjugué À La Pe Pour La Cytométrie En Flux - 035305

Numéro d'article: CM0004566



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-souris RANK/CD265 conjugué à la PE pour la cytométrie en flux. Reconnaît la protéine RANK (ODFR) de souris, un récepteur clé dans l'ostéoclastogenèse médiée par RANKL et la régulation immunitaire. Convient aux études osseuses et immunologiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-souris RANK/CD265 conjugué à la PE
Remarques/Alias	OFE ; ODFR ; Rank ; Ly109 ; mRANK ; TRANCE-R
Espèce	Souris
GeneID (humain)	8792
GeneID	21934
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 31-213 de la protéine RANK/CD265 de souris (NP_033425.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Souris
SWISS	O35305
Poids moléculaire de la protéine	67 kDa
Expédition	Sac de glace