


Anticorps Monoclonal Pe Lapin Anti-Souris S100A9 Pour Cytométrie En Flux Intracellulaire - P31725

Numéro d'article: CM0005202



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant la protéine S100A9 de souris (MRP14), validé pour la cytométrie en flux intracellulaire. S100A9 est une protéine liant le calcium impliquée dans l'inflammation et l'immunité innée. Réaction croisée avec la souris. Idéal pour la recherche immunologique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb PE lapin anti-souris S100A9
Remarques / Alias	p14; Cagb; GAGB; L1Ag; BEE22; MRP14; 60B8Ag
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	6280
GeneID (Souris)	20202
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-113 de la protéine S100a9 de souris (NP_033140.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF (intracellulaire)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P31725
Poids de la protéine	13 kDa
Expédition	Sachet de glace