

Anticorps Monoclonal Pe Lapin Anti-Souris T-Bet/Tbx21 Pour Fc (Intra) - Q9Jkd8

Numéro d'article: CM0005838



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué au PE ciblant T-bet/Tbx21 de souris, adapté à la cytométrie en flux intracellulaire (CF). Idéal pour l'étude de l'engagement de la lignée Th1, de la régulation transcriptionnelle et des réponses antivirales dans des modèles murins. - Q9JKD8

[En savoir plus](#)

Nom du produit	mAb PE lapin anti-souris T-bet/Tbx21
Remarques/Alias	TBT1; Tbet; Tblym
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	30009
GeneID	57765
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 321-530 de T-bet/Tbx21 de souris (NP_062380.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9JKD8
Poids de la protéine	58 kDa
Expédition	Sac de glace