

Anticorps Monoclonal Pe Lapin Anti-Tnf-A De Souris Pour Cytométrie En Flux (Intracellulaire) - P06804

Numéro d'article: CM0004824



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué au PE dirigé contre le TNF- α de souris, validé pour la cytométrie en flux intracellulaire. Détecte le TNF- α , cytokine pro-inflammatoire, dans les macrophages et autres cellules immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb PE lapin anti-TNF- α de souris
Remarques / Alias	DIF ; Tnfa ; TNF-a ; TNFSF2 ; Tnlg1f ; Tnfsf1a ; TNFalpha ; TNF-alpha
Espèce	Souris
ID du gène (Humain)	7124
ID du gène (Souris)	21926
Immunogène	Protéine recombinante ; protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 80-235 du TNF- α de souris (NP_038721.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF (intra)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P06804
Poids de la protéine	26 kDa
Expédition	Sac de glace