

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Souris/Rat Cd27 Conjugué À La Pe Pour Fc - P41272

Numéro d'article: CM0012438

Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à la PE ciblant le CD27 (TNFRSF7) de souris/rat. Validé pour la cytométrie en flux, réagit avec la souris et le rat. Convient aux études d'immunophénotypage des cellules T, B et NK.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PE Lapin anti-Souris/Rat CD27 mAb
Remarques/Alias	S152; Tp55; Tnfrsf7
Espèce	Souris
GenelD (Humain)	939
GenelD	21940
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P41272
Poids de la protéine	28kDa
Expédition	Sac de glace