

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd31/Pecam1 De Souris Et De Rat, Conjugué À La Pe - Q08481

Numéro d'article: CM0010322

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant CD31/PECAM1 de souris et de rat, validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour l'étude de la migration transendothéliale des leucocytes, de l'adhésion des cellules endothéliales et de l'athérosclérose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CD31/PECAM1 de souris et de rat, conjugué à la PE
Remarques/Alias	Cd31 ; Pecam ; PECAM-1
Espèce	Souris
GeneID (humain)	5175
GeneID	18613
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 18-220 de CD31 de souris (NP_001292086.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris, rat
SWISS	Q08481
Poids de la protéine	69 kDa/77 kDa/80 kDa/81 kDa
Expédition	Sac de glace