

Ac M Lapin Anti-Souris/Rat Cd54 Conjugué Pe - P13597

Numéro d'article: CM0012334

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué au PE ciblant le CD54 (ICAM-1, Ly-47) de souris/rat pour la cytométrie en flux. Épitope situé dans les acides aminés 28-485. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur l'adhésion des leucocytes et la migration des cellules immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac m lapin anti-souris/rat CD54 conjugué PE
Remarques/Alias	CD54 ; Ly-47 ; Icam-1 ; MALA-2
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Humain)	3383
Identifiant du gène	15894
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28-485 du CD54 de souris (NP_034623.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P13597
Poids moléculaire de la protéine	59 kDa
Expédition	Sac de glace