

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd45 Porcin Conjugué À La Pe (Fc)

Numéro d'article: CM0011087

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE ciblant le CD45 porcin. Avec une séquence d'immunogène couvrant les acides aminés 27-547, cet anticorps est validé pour la cytométrie en flux (FC) et est idéal pour l'analyse des cellules immunitaires porcines et le développement de tests IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PE Lapin anti-CD45 porcin mAb
Remarques/Alias	CD45
Espèce	Porc
ID de gène (Humain)	5788
ID de gène (Porc)	100522631
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-547 du CD45 porcin (XM_003130596.6)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Porc
Expédition	Sac de glace