

Anticorps Monoclonal Anti-Cd25 De Rat Conjugué Pe De Lapin Pour La Cytométrie En Flux - P26897

Numéro d'article: CM0010883

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué au PE ciblant le CD25 de rat (IL-2R α , P26897) pour la cytométrie en flux. Convient pour la recherche sur les Treg et la tolérance immunitaire, dérivé d'un immunogène de domaine extracellulaire recombinant.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-CD25 de rat conjugué PE
Alias	IL2RAC
Espèce	Rat
ID du gène humain	3559
ID du gène	25704
Immunogène	Protéine recombinante ; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-235 du CD25 de rat (NP_037295.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Rat
Accès SWISS	P26897
Poids moléculaire de la protéine	31 kDa
Expédition	Sac de glace