

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Rat Cd8A Conjugué À La Pe Pour La Cytométrie En Flux - P07725

Numéro d'article: CM0012535

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-rat CD8a conjugué à la PE pour la cytométrie en flux (FC). Spécifique du CD8a de rat (32 kDa), un corécepteur des lymphocytes T essentiel pour la reconnaissance des molécules du CMH de classe I et la réponse immunitaire. Idéal pour la recherche en immunologie et le développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-rat CD8a conjugué à la PE
Remarques/Alias	T8 ; Lyt2 ; Ly-2 ; CD8α
Espèce	Rat
GenelD (Humain)	925
GenelD	24930
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Rat
SWISS	P07725
Poids moléculaire	32 kDa
Expédition	Sac de glace