

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Ifn-Gamma De Rat Conjugué À La Pe Pour La Cytométrie En Flux Intracellulaire - P01581

Numéro d'article: CM0010879

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-IFN-gamma de rat conjugué à la PE, validé pour la cytométrie en flux intracellulaire. Reconnaît la protéine mature d'interféron gamma de 18 kDa. Immunogène : fragment recombinant (aa 20-156). Aucune réactivité croisée avec d'autres espèces. Convient à l'analyse des cellules immunitaires de rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac m monoclonal de lapin anti-IFN-gamma de rat conjugué à la PE
Remarques/Alias	If2f, IFNG2, IFN gamma
Espèce	Rat
ID du gène (humain)	3458
ID du gène (rat)	25712
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-156 de l'IFN gamma de rat (NP_620235.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (intra)
Réactivité croisée	Rat
SWISS	P01581
Poids de la protéine	18 kDa
Expédition	Sac de glace