

Contrôle Isotypique D'igg De Lapin Conjugué À La Pe - Cytométrie En Flux

Numéro d'article: CM0010576

Introduction

Contrôle isotypique monoclonal d'IgG de lapin conjugué à la PE pour applications en cytométrie en flux (CF). Conçu pour évaluer la liaison non spécifique lors d'expériences utilisant des anticorps dérivés du lapin. Expédié sur glace.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Contrôle isotypique d'IgG de lapin conjugué à la PE
Immunogène	Peptide synthétique dérivé du contrôle isotypique d'IgG de lapin
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Expédition	Sac de glace