

Anticorps Monoclonal Rat Anti-Mouse Cd3 Conjugué À La Pe Pour Cytométrie En Flux - P04235 / P22646

Numéro d'article: CM0008507

Introduction

Anticorps monoclonal rat anti-souris CD3 conjugué à la PE pour cytométrie en flux. Reconnaît le complexe CD3 de souris (chaînes delta/epsilon). Idéal pour l'immunophénotypage des cellules T dans les études immunitaires murines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PE Rat anti-Mouse CD3 mAb
Remarques/Alias	T3d; CD3; T3e; CD3epsilon
Espèce	Souris
ID de gène (Humain)	916/915
ID de gène	12500/12501
Immunogène	Un peptide synthétique dérivé du CD3 de souris
Source	Rat
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P04235/P22646
Poids de la protéine	19 kDa/21 kDa
Expédition	Sac de glace