

Anticorps Monoclonal Pe Rat Anti-Souris Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) Pour Fc - P35461 / P0Cw02

Numéro d'article: CM0011108

Introduction

Anticorps monoclonal anti-souris Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) de rat conjugué à la PE pour la cytométrie en flux des granulocytes de souris. Cible les protéines membranaires ancrées au GPI exprimées dans la moelle osseuse. Validé sur des échantillons de souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb PE Rat anti-souris Ly-6G/Ly-6C (Gr-1)
Remarques/Alias	Gr1 ; Gr-1 ; Ly-6G
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	8600
GeneID	546644/17067
Immunogène	Protéine recombinante de Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) de souris
Source	Rat
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P35461/P0CW02
Poids de la protéine	14 kDa
Expédition	Sac de glace