

## Anticorps Monoclonal Pe Streptavidine (Lapin) - Sa V1, Sa V2

Numéro d'article: CM0003974

### Introduction

Anticorps monoclonal streptavidine conjugué à la PE (lapin) pour applications en cytométrie en flux. Sa réactivité croisée indépendante de l'espèce permet le développement d'une large gamme de tests diagnostiques, disponible en vrac chez CamelBio.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                   |
|--------------------|--------------------------|
| Nom du produit     | PE Streptavidine         |
| Remarques / Alias  | SA V1, SA V2             |
| Source             | Lapin                    |
| Catégorie          | Anticorps monoclonaux    |
| Application        | CF                       |
| Réactivité croisée | Indépendante de l'espèce |
| Expédition         | Sachet de glace          |