

Anticorps Polyclonal De Lapin Pea15 Pour Wb Et Elisa - Q15121

Numéro d'article: CM0030532



Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin PEA15 est un anticorps polyclonal élevé contre la PEA15 humaine recombinante (aa 1-130). Convient pour WB et ELISA, réagit avec l'humain et la souris. À utiliser pour la recherche sur l'apoptose, le transport du glucose et la signalisation de la kinase MAP.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PEA15 Lapin pAb
Remarques/Alias	PED; MAT1; HMAT1; MAT1H; PEA-15; HUMMAT1H; PED-PEA15; PED/PEA15; PEA15
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8682
GeneID	8682
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-130 de la PEA15 humaine (NP_003759.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	Q15121
Poids Protéique	15kDa
Expédition	Sac de glace