

Anticorps Polyclonal De Lapin Pea3 / Etv4 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P43268

Numéro d'article: CM0027452



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin Pea3 / ETV4 validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Reconnaît l'ETV4 humain, souris et rat, un facteur de transcription impliqué dans la neurogenèse et la différenciation des kératinocytes. Idéal pour la recherche sur le cancer et la biologie du développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Pea3 / ETV4 pAc Lapin
Remarques/Alias	E1AF; PEA3; E1A-F; PEAS3; Pea3 / ETV4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2118
GeneID	2118
Immunogène	Protéine Recombinante correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-284 de l'ETV4 humain (NP_001977.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P43268
Poids Protéique	54kDa
Expédition	Sac de glace