

Anticorps Monoclonal Anti-Cd3 Humain De Souris Conjugué Pe/Cyanine5 Pour La Cytométrie En Flux - P07766

Numéro d'article: CM0004444



Introduction

Anticorps monoclonal anti-CD3 epsilon humain conjugué PE/Cyanine5 validé pour la cytométrie en flux. Convient pour l'identification des lymphocytes T et les études de réponse immunitaire dans des échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM anti-CD3 humain de souris PE/Cyanine5
Remarques/Alias	T3E, TCRE, IMD18, CD3epsilon
Espèce	Humain
GenID (humain)	916
Immunogène	Protéine recombinante du CD3 humain
Source	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P07766
Poids moléculaire de la protéine	23 kDa
Expédition	Sac de glace