


Anticorps Monoclonaux Lapin Anti-Souris Cd11B Conjugués Pe/Cyanine5 Pour Cytométrie En Flux - P05555

Numéro d'article: CM0005252



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-souris CD11b conjugué PE/Cyanine5 haute performance validé pour la cytométrie en flux. Cible l'intégrine alpha-M de souris (Itgam), un récepteur pour le complément iC3b, le fibrinogène et l'ICAM1, crucial pour les études d'adhésion des cellules immunitaires et de phagocytose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PE/Cyanine5 Lapin anti-Souris CD11b mAb
Remarques/Alias	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
Espèce	Souris
GenelD (Humain)	3684
GenelD (Souris)	16409
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 143-337 de la CD11b de souris (NP_032427.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P05555
Poids de la protéine	127kDa
Expédition	Sac de glace