

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd45 Conjugué Pe/Cyanine5 Pour La Cytométrie En Flux - P06800

Numéro d'article: CM0011031

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué PE/Cyanine5 contre la souris CD45, validé pour la cytométrie en flux (FC). Détecte l'antigène commun des leucocytes (L-CA) pour l'immunophénotypage et les études d'activation des cellules T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-souris CD45 conjugué PE/Cyanine5
Remarques/Alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	5788
GeneID	19264
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-566 de la souris CD45 (NP_001104786.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P06800
Poids moléculaire de la protéine	130kDa/140kDa/144kDa
Expédition	Sac de glace