

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd5 De Souris Conjugué À Pe/Cyanine5 Pour La Cytométrie En Flux - P13379

Numéro d'article: CM0007872

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à PE/Cyanine5 ciblant le CD5 (Ly-1) de souris, validé pour la cytométrie en flux. Reconnaît une glycoprotéine transmembranaire de 54 kDa sur les cellules T et les cellules B1a ; spécifique aux échantillons murins. Idéal pour l'immunophénotypage et la recherche immunologique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-CD5 de souris PE/Cyanine5
Remarques/Alias	Ly-1 ; Ly-A ; Ly-12 ; Lyt-1
Espèce	Souris
GenelD (Humain)	921
GenelD (Souris)	12507
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-371 du CD5 de souris (NP_031676.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P13379
Poids protéique	54 kDa
Expédition	Sac de glace