

Pe/Cyanine5 Lapin Anti-Souris Cd90.2 Mac Pour Cytométrie En Flux - P01831

Numéro d'article: CM0010248

Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à la PE/Cyanine5, spécifique du CD90.2 de souris (Thy-1), adapté à la cytométrie en flux. Détecte une glycoprotéine membranaire ancrée par un GPI impliquée dans les interactions cellule-cellule lors de la synaptogenèse. Idéal pour les études immunologiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PE/Cyanine5 Lapin anti-Souris CD90.2 mAc
Remarques/Alias	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
Espèce	Souris
GeneID (humain)	7070
GeneID	21838
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétisé dérivé du CD90.2 de souris.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P01831
Poids de la protéine	18kDa
Expédition	Sac de glace