

Anticorps Monoclonal Anti-Cd27 Humain Pe/Cyanine7 Pour Cytométrie En Flux - P26842

Numéro d'article: CM0008504



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué au PE/Cyanine7 dirigé contre le CD27 humain (TNFRSF7), un récepteur de point de contrôle immunitaire co-stimulant. Validé pour des applications en cytométrie en flux (CF). Idéal pour la recherche sur le profilage des lymphocytes T et du système immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-CD27 humain PE/Cyanine7 de lapin
Remarques/Alias	T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152. LPFS2
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	939
GeneID	939
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-192 du CD27 humain (NP_001233.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P26842
Poids de la protéine	29kDa
Expédition	Sac de glace