

Anticorps Monoclonal PE/Cyanine7 Anti-Cd11C De Souris Pour Fc - Q9Qxh4

Numéro d'article: CM0007893

Introduction

Anticorps monoclonal conjugué au PE/Cyanine7 ciblant le CD11c de souris (Integrine alpha-X, Q9QXH4), validé pour la cytométrie en flux. Reconnaît le récepteur du fibrinogène impliqué dans l'adhésion des cellules inflammatoires et la chimiotaxie des monocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb PE/Cyanine7 anti-CD11c de souris
Remarques / Alias	Cr4 ; N418 ; Cd11c
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	3687
GeneID	16411
Immunogène	Protéine recombinante de CD11c de souris
Origine	Hamster arménien
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9QXH4
Poids de la protéine	129 kDa
Expédition	Sac de glace