

Anticorps Monoclonaux Anti-Souris Cd161C/Nk1.1 Conjugués Pe/Cyanine7 Pour Cytométrie En Flux - P27814

Numéro d'article: CM0008238

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE/Cyanine7 reconnaissant spécifiquement la souris CD161c/NK1.1 (NKR-P1C). Validé pour la cytométrie en flux (FC) afin d'étudier la fonction des cellules NK et l'immunophénotypage. Convient pour les tests d'activation et de cytotoxicité.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PE/Cyanine7 Lapin anti-Souris CD161c/NK1.1 mAb
Remarques/Alias	Nk1, Ly59, Nk-1, CD161, Ly-59, Ly55c, NK1.1, NKR-P1, Nk1.2, Klrp1b, NK-RP1, Nk-1.2, Nkrp1b, Nkrp1c, ly-55c, NKR-P1.9
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	3820
GeneID	17059
Immunogène	Protéine recombinante ; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 67-223 de la souris CD161/NK1.1 (NP_001153376.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	P27814
Poids Protéique	25kDa
Expédition	Sac de glace