

Anticorps Monoclonal Anti-Cd24 De Souris Conjugué Pe/Cyanine7 Pour Cytométrie En Flux - P24807

Numéro d'article: CM0010755

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué PE/Cyanine7 ciblant le CD24 de souris, optimisé pour la cytométrie en flux. À utiliser dans les recherches sur la différenciation cellulaire, le développement des thymocytes, l'activation des lymphocytes B et l'auto-immunité.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-CD24 de souris PE/Cyanine7
Remarques/Alias	HSA ; Cd24 ; Ly-52 ; nectadrine
Espèce	Souris
GeneID (humain)	100133941
GeneID	12484
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27 à 53 du CD24 de souris (NP_033976.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P24807
Poids moléculaire de la protéine	8 kDa
Expédition	Sac réfrigérant