

Anticorps Monoclonal Pe/Cyanine7 Anti-CD3E De Souris Pour Cytométrie En Flux - P22646

Numéro d'article: CM0009743



Introduction

Anticorps monoclonal anti-CD3e de souris de hamster arménien conjugué au PE/Cyanine7 destiné à la détection par cytométrie en flux du CD3e de souris, une glycoprotéine de surface des lymphocytes T impliquée dans l'immunité adaptative - P22646.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb PE/Cyanine7 anti-CD3e de souris, hamster arménien
Remarques / Alias	CD3 ; T3e ; CD3epsilon
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	916
GeneID	12501
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Hamster arménien
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P22646
Poids de la protéine	21 kDa
Expédition	Sachet de glace