

Anticorps Monoclonal Anti-Mouse Ly-6A/E (Sca-1) Conjugué Pe/Cyanine7 Pour Cytométrie En Flux - P05533

Numéro d'article: CM0004378

Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué à la PE/Cyanine7 ciblant le Ly-6A/E (Sca-1) de souris pour la cytométrie en flux. Validé pour la réactivité souris ; idéal pour les études sur les cellules souches et l'activation des cellules T. Approvisionnement en un seul endroit via CamelBio.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PE/Cyanine7 Lapin anti-Mouse Ly-6A/E (Sca-1) mAb
Remarques/Alias	TAP; Sca1; Sca-1; Ly-6A.2; Ly-6A/E; Ly-6E.1
Espèce	Souris
ID de Gène	110454
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-111 du Ly-6A/E (Sca-1) de souris (NP_034868.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	P05533
Poids Protéique	115kDa
Expédition	Sac de glace