

Mab Pe/Cyanine7 Anti-Chaîne B Du Tcr De Souris Pour Fc - A0A0B4J1G9

Numéro d'article: CM0011133

Introduction

Anticorps monoclonal conjugué au PE/Cyanine7 dirigé contre la chaîne β du TCR de souris (Hamster arménien, validé pour FC). Fiable pour la détection par cytométrie en flux du TCR β dans des échantillons de souris. - A0A0B4J1G9

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb PE/Cyanine7 anti-chaîne β du TCR de souris
Remarques / Alias	Tib ; TCRbeta
Espèce	Souris
GenelD (humain)	28614
GenelD	21577
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétisé dérivé de la chaîne β du TCR de souris.
Source	Hamster arménien
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	A0A0B4J1G9
Poids de la protéine	13 kDa
Expédition	Sac de glace