

Anticorps Monoclonal De Souris Anti-Cd11B Humain Conjugué Pe/Cyanine7 Pour Cytométrie En Flux - P11215

Numéro d'article: CM0012509



Introduction

Anticorps monoclonal de souris conjugué PE/Cyanine7 ciblant le CD11b humain (intégrine alpha-M). Validé pour la cytométrie en flux, cet anticorps se lie spécifiquement à un récepteur myéloïde de 127 kDa exprimé sur les monocytes et les granulocytes. Idéal pour les applications de recherche en inflammation et en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de souris anti-CD11b humain conjugué PE/Cyanine7
Remarques/alias	CR3A ; MO1A ; CD11B ; MAC-1 ; MAC1A ; SLEB6
Espèce	Humain
ID du gène	3684
Immunogène	Peptide synthétisé dérivé du CD11b humain
Source	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P11215
Poids moléculaire de la protéine	127 kDa
Expédition	Sac de glace