

Anticorps Monoclonal De Souris Anti-Humain Cd11C Conjugué Pe/Cyanine7 Pour Cytométrie En Flux - P20702

Numéro d'article: CM0009887



Introduction

Anticorps monoclonal de souris conjugué PE/Cyanine7 spécifique du CD11c humain (Intégrine alpha-X, 128 kDa). Adapté à la cytométrie en flux, reconnaît un récepteur du fibrinogène sur les monocytes/granulocytes impliqué dans l'inflammation et l'érythrophagocytose. - P20702

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de souris anti-humain CD11c conjugué PE/Cyanine7
Remarques/Alias	CD11C ; SLEB6
Espèce	Humain
GeneID	3687 (Humain)
Immunogène	Protéine recombinante du CD11c humain
Source	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P20702
Poids moléculaire de la protéine	128 kDa
Livraison	Sac de glace