

Pe/Cyanine7 Anticorps Monoclonal De Souris Anti-Cd45Ro Humain - P08575

Numéro d'article: CM0008459



Introduction

Anticorps monoclonal de haute qualité PE/Cyanine7 de souris anti-CD45RO humain pour la cytométrie en flux (FC). Reconnaît l'isoforme CD45RO de PTPRC humain, un marqueur clé de l'activation des lymphocytes T. Idéal pour la recherche en immunologie et les diagnostics cliniques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal PE/Cyanine7 de souris anti-CD45RO humain
Remarques/Alias	LCA ; LY5 ; B220 ; CD45 ; L-CA ; T200 ; CD45R ; GP180 ; IMD105
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	5788
GeneID	5788
Immunogène	Peptide synthétique dérivé de CD45RO humain
Source	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P08575
Poids moléculaire de la protéine	136 kDa
Expédition	Poche de glace