


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Axl Humain Pe/Cyanine7 Pour Cytométrie En Flux - P30530

Numéro d'article: CM0007924



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE/Cyanine7 dirigé contre l'AXL humain (UFO). Convient à la cytométrie en flux (FC) sur des échantillons humains. AXL est une tyrosine kinase réceptrice impliquée dans la survie cellulaire, la prolifération et l'entrée des virus. Poids de la protéine : 98 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-AXL humain PE/Cyanine7
Remarques/Alias	ARK ; UFO ; JTK11 ; Tyro7
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	558
GeneID	558
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 33-449 de l'AXL humain (NP_068713.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P30530
Poids de la protéine	98 kDa
Expédition	Sac réfrigérant