

Pe/Cyanine7 Lapin Anti-Humain Cd13/Anpep Mab Pour Fc - P15144

Numéro d'article: CM0011856



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PE/Cyanine7 ciblant le CD13/ANPEP humain, validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour l'immunophénotypage, l'analyse de la vascularisation tumorale et les études de récepteurs viraux. - P15144

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PE/Cyanine7 Lapin anti-Humain CD13/ANPEP mAb
Remarques/Alias	APN; AP-M; AP-N; CD13; LAP1; P150; PEPN; hAPN; GP150
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	290
ID de gène	290
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 69-967 du CD13/ANPEP humain (NP_001141.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P15144
Poids moléculaire	110kDa
Expédition	Sac de glace