

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd2 Humain Conjugué Pe/Cyanine7 Pour Fc - P06729

Numéro d'article: CM0006000



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué PE/Cyanine7 contre le CD2 humain (T11/LFA-2) pour la cytométrie en flux, validé pour les échantillons humains. Idéal pour les études d'adhésion et d'activation des cellules T et NK.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-CD2 humain PE/Cyanine7
Remarques/Alias	T11 ; SRBC ; LFA-2
Espèce	Humain
GeneID (humain)	914
GeneID	914
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-209 du CD2 humain (NP_001758.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P06729
Poids protéique	39 kDa
Expédition	Sac de glace